

FUSSALIS[®]

Einlagenkonzept

von Blümel

NEU!



Individuelle Einlagen

Einlagen stützen, entlasten und betten den Fuß. Jeder Fuß ist in seiner Form verschieden und benötigt entsprechend seiner Einschränkung eine individuelle Einlage.

Unser Einlagenkonzept bietet für alle Bereiche im Alltag, Sport oder für den diabetischen Fuß eine exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Einlagensystem.

So müssen Einlagen für einen Sportler den Auftritt dämpfen und rutschfest sein.



Beim diabetischen Fuß müssen kritische Stellen besonders gepolstert sein. Spezielle Fertigungsverfahren mit aseptischen Materialien sind dabei erforderlich.

Durch regelmäßige Kontrollen wird die Wirkung der Einlagen permanent überprüft.

Die spezielle Herstellungsweise unserer Einlagen erlaubt es, dass sie in nahezu jedem Schuh getragen werden können.

Fussalis® Einlagenkonzept

Moderne Techniken

Um die Qualität unserer Einlagenversorgung zu optimieren, setzen wir moderne Technologien ein.

Mit dem elektronischen Fußabdruck erscheinen die Werte direkt auf dem Computer und es können Problemzonen am Fuß aus verschiedenen Perspektiven analysiert werden.



Nach der Analyse informieren wir Sie über die Möglichkeiten einer Versorgung durch Einlagen.

Unser kompetentes und erfahrenes Team hilft Ihnen bei allen Fragen rund um unser **Fussalis** - Einlagenkonzept.

Einlagenversorgung mit System

Fussalis® - Einlagenkonzept

- Korrektur bzw. Optimierung der Körperstatik
- Linderung haltungsbedingter Beschwerden
- Reduzierung von Muskelverspannungen, Vorbeugung von Schäden und Fehlhaltungen
- Verbesserung von Bewegungsabläufen im Alltag, Beruf und Sport durch eine optimierte Körperstatik
- Mehr Energie für Sport und Bewegung

Gerne informieren wir Sie über weitere Vorteile der **Fussalis®** - Einlagen bei einer individuellen Beratung:

Anruf genügt!



Peter Blümel
Haus der Fußgesundheit

Augustinerstrasse 12
97070 Würzburg

Telefon: 09 31 - 5 31 45

Telefax: 09 31 - 1 46 72

E-Mail: orthopaedie.bluemel@t-online.de

www.orthopaedie-bluemel.de

Fussalis® Einlagenkonzept



Peter Blümel
Haus der Fußgesundheit

www.orthopaedie-bluemel.de

Fussalis® - Einlagenkonzept



Fussalis®
AktivStandard



Fussalis®
AktivSoft



Fussalis®
AktivFlex



Fussalis®
Komfort



Fussalis®
KomfortSoft



Fussalis®
Individual



Fussalis®
Eleganz



Fussalis®
Sensitiv

Bezug nach Wahl

Alle Einlagen erhalten Sie in verschiedenen Stoffbezügen:
Perforiertes oder glattes Leder möglich!

Fussalis® - Längs- und Quergewölbestützen

In solchen Schuhen, in denen lose Einlagen keinen Platz finden (z.B. Sandalen, elegante Schuhe) kann man Einlagen fest einpassen. Ausführung: Immer mit Anprobe.



Peter Blümel
Haus der Fußgesundheit

Augustinerstrasse 12 • 97070 Würzburg
Telefon: 09 31 - 5 31 45 • Telefax: 09 31 - 1 46 72
E-Mail: orthopaedie.bluemel@t-online.de
www.orthopaedie-bluemel.de

Einlagen mit System

Ob im Alltag, im Büro oder beim Sport: Steigern Sie Ihre Mobilität mit der richtigen Einlage für den individuellen Einsatzbereich. Spürbar mehr Belastbarkeit und Schonung für Ihren Körper. **Mehr Vorteile für Sie**
Jede Einlage ein Unikat, Qualitätsgarantie, Funktionsprüfung



Fussalls® - AktivStandard

Langsohlige Ausführung. Durch eigene Herstellung aus hochwertigen Materialien.
Zusätzliche Ausführungen: Fersenpolsterung und Fersenpornhohlegung, Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen, Druckstellenentlastung im Vorfußbereich, Entlastung der Achillessehne.

Fussalls® - AktivSoft

Langsohlige Ausführung. Durch eigene Herstellung aus hochwertigen Materialien mit durchgehender **Weichbettung**.
Zusätzliche Ausführungen: Fersenpolsterung und Fersenpornhohlegung, Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen, Druckstellenentlastung im Vorfußbereich, Entlastung der Achillessehne.



Fussalls® - AktivFlex

Langsohlige Ausführung für Sandalen mit Wechselfußbett. In AktivSoft-Ausführung.
Zusätzliche Ausführungen: Fersenpolsterung und Fersenpornhohlegung, Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen, Druckstellenentlastung im Vorfußbereich, Entlastung der Achillessehne.



Fussalls® - Komfort

Langsohlige Ausführung. Sehr dünn – besonders im Vorfußbereich.
Zusätzliche Ausführungen: Fersenpolsterung und Fersenpornhohlegung, Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen, Druckstellenentlastung im Vorfußbereich, Entlastung der Achillessehne.



Fussalls® - KomfortSoft

Langsohlige Ausführung. Mit durchgehender **Weichbettung**.
Zusätzliche Ausführungen: Fersenpolsterung und Fersenpornhohlegung, Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen, Druckstellenentlastung im Vorfußbereich, Entlastung der Achillessehne.



Fussalls® - Individual

Kurzsohlige Ausführung. Leichte Einlagen, flexibel mit weicher Pelotte.
Zusätzliche Ausführungen: Fersenpolsterung und Fersenpornhohlegung, Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen, Entlastung der Achillessehne.



Fussalls® - Eleganz

Kurzsohlige Ausführung. Leichte Einlagen, flexibel mit weicher Pelotte.
Zusätzliche Ausführungen: Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen, Entlastung der Achillessehne.



Fussalls® - Sensitiv

Langsohlige Ausführung. Einlagen für **Diabetiker** und **Rheumatiker** bestens geeignet. Aus rückstellfähigem und hautfreundlichem Material in Sandwichtbauweise. Mit abwaschbarem Bezug.
Zusätzliche Ausführungen: Fersenpolsterung und Fersenpornhohlegung, Beckenschiefstandausgleich, Ausssen-/Innenrand bei Knieproblemen.



- Joggingsschuh
- Walkingschuh
- Wanderschuh
- Arbeitsschuh
- Schuhe für lose Einlagen



- Joggingsschuh
- Walkingschuh
- Wanderschuh
- Arbeitsschuh
- Schuhe für lose Einlagen



- Sandalen und Hausschuhe für lose Einlagen



- Halbschuh
- Stiefel
- Skischuhe
- Golfschuhe
- Fußballschuhe



- Halbschuh
- Stiefel
- Skischuhe
- Golfschuhe
- Fußballschuhe



- Halbschuh
- Stiefel



- Pumps
- Slipper



- Konfektionsschuh für Diabetiker und Rheumatiker

Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie bei der für Sie individuell hergestellten **Fussalis®**-Einlage folgende Regeln.

Einschränkung des Gebrauchs

- Nicht im Wasser benutzen
- Jegliche Erwärmung über 50 °C
- Nicht auf die Heizung legen

Reinigung, Desinfektion der Einlagen

- Täglich bitte lüften
- **Wechselpaar benützen**
- Leder- und Stoffbezogene Einlagen können mit einem feuchten Tuch abgerieben werden
- Desinfektionsmittel Sagrotan Spray erlaubt

Inspektion, Wartung , Kontrolle

- **Wartungsintervall 1 x im Jahr**
- Bei jeglicher dauerhaften Druckstelle sofort zur Kontrolle kommen.
- Bei Veränderungen, die sich am Material zeigen, bitte sofort zur Kontrolle kommen.

Kassenleistung

Zur Zeit bekommen Sie pro Jahr ein Paar Einlagen und ein Paar Einlagen zum Wechseln